


## SCHEDA TECNICA

### BORSA PRESIDI STABILIMENTI BALNEARI

Codice n. 101

#### DESCRIZIONE

	<p>Borsa morbida tracollabile contenente tutti i presidi richiesti della Capitaneria di porto per gli stabilimenti balneari. Grazie alla comoda tasca a ribalta ed agli alloggiamenti interni, tutto il materiale risulta ben visibile all'operatore nell'immediata apertura della borsa. Realizzata in nylon di colore giallo, misura (530x260x220 mm).</p> <p>La cassetta contiene:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 paia guanti sterili</li> <li>• 1 disinfettante 250ml</li> <li>• 5 buste da 5 garze sterili 10 x 10 cm</li> <li>• 2 bende 5 cm x 4 mt</li> <li>• 2 bende 10 cm X 4 mt</li> <li>• 1 rotolo cerotto 5 mt X 2,5 cm</li> <li>• 1 scatola 20 cerotti assortiti</li> <li>• 1 pallone rianimatore</li> <li>• 1 maschera oronasale calibro 1</li> <li>• 1 maschera oronasale calibro 2</li> <li>• 1 maschera oronasale calibro 3</li> <li>• 1 maschera oronasale calibro 4</li> <li>• 1 maschera oronasale calibro 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 canula gudel calibro 2</li> <li>• 1 canula gudel calibro 3</li> <li>• 1 canula gedel calibro 4</li> <li>• 1 pocket mask</li> <li>• 1 mascherina ossigeno (adulto)</li> <li>• 1 mascherina ossigeno (pediatrico)</li> <li>• 2 buste ghiaccio istantaneo</li> <li>• 1 forbice lister 14,5 cm</li> <li>• 1 laccio emostatico a cinghia</li> <li>• 1 coperta isotermica</li> <li>• 1 istruzioni pronto soccorso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 bombola vuota per ossigeno terapeutico, ricaricabile, da lt 1 con valvola volantino</li> <li>• 1 bombola vuota per ossigeno terapeutico, ricaricabile, da lt 2 con valvola volantino, riduttore con manometro a regolazione di flusso e ghiera protettiva</li> <li>• 1 mt di tubo in pvc per raccordare la bombola con gli accessori</li> <li>• 3 pezzi Burnblot, prodotto in gel antiustione in bustina da 3,5 ml</li> <li>• 4 fazzolettini imbevuti d'ammoniaca</li> </ul>

#### AVVERTENZE

Il contenuto di questa cassetta è destinato al trattamento delle emergenze sanitarie.

Deve essere utilizzato solo da parte di personale qualificato al trattamento delle emergenze sanitarie.

Conservare in condizioni tali da prevenirne il deterioramento, possibilmente in ambiente chiuso, all'asciutto ed evitando temperature sotto 0 °C o sopra 40 °C.

Custodire fuori dalla vista e dalla portata dei bambini

Controllare prima dell'uso che il materiale sanitario non sia scaduto.

#### NORME COGENTI

Ordinanza di sicurezza balneare n°32/2013

#### ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Il contenitore di materiale plastico, se non contaminato, va conferito come tale.

I medicinali ed il materiale sanitario utilizzato, deteriorato o scaduto vanno conferiti come tali.

Rev. Gennaio 2019

Informare I Medici Commercial Srl – Via Nazario Sauro n. 4 -00195 Roma

Telefono: 00 39 06 397 229 40