

SCHEMA TECNICA

CASSETTA PRONTO SOCCORSO Gruppo A e B

Codice n. 108

DESCRIZIONE



Cassetta di pronto soccorso per aziende gruppo A e B
Contenitore in ABS (420x330x150mm)

La cassetta contiene:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. 2 bende di garza da 10 cm | 8. 10 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm | 16. 1 paio di forbici in metallo da 10 cm con manici in plastica |
| 2. 1 dispositivo di rianimazione bocca a bocca QUICKSAVER, con valvola di non ritorno | 9. 2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole | 17. 3 lacci emostatici |
| 3. 1 telo triangolare in TNT cm 96x96x136 | 10. 2 teli sterili monouso 60x40 cm | 18. 2 confezioni di ghiaccio pronto uso |
| 4. 5 paia di guanti sterili monouso | 11. 2 pinzette da medicazione sterili monouso | 19. 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari |
| 5. 1 visiera paraschizzi | 12. 1 confezione di rete elastica di misura media | 20. 1 termometro digitale |
| 6. 2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 500 ml, P.M.C. | 13. 1 confezione di cotone idrofilo 50 gr | 21. 1 apparecchio da polso digitale per la misurazione della pressione arteriosa. |
| 7. 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml, P.M.C. | 14. 2 confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso | 22. istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza |
| | 15. 2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5 x m 5 | |

AVVERTENZE

Il contenuto di questa cassetta è destinato al trattamento delle emergenze sanitarie.

Utilizzare solo da parte di personale qualificato al trattamento delle emergenze sanitarie.

Conservare in condizioni tali da prevenirne il deterioramento, possibilmente in ambiente chiuso, all'asciutto ed evitando temperature sotto 0 °C o sopra 40 °C.

Tenere custodito fuori dalla vista e dalla portata dei bambini

Controllare prima dell'uso che il materiale sanitario non sia scaduto.

NORME COGENTI

MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 15 luglio 2003, n. 388

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. GU n. 27 del 3-2-2004

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Il contenitore di materiale plastico, se non contaminato, va conferito come tale.

I medicinali ed il materiale sanitario utilizzato, deteriorato o scaduto vanno conferiti come tali.

Rev. Gennaio 2019

Informare I Medici Commercial Srl – Via Nazario Sauro n. 4 -00195 Roma

Telefono: 00 39 06 397 229 40